

Bruksanvisning

SenseView P430

LVI Low Vision International

Verkstadsgratan 5

Tel: +46 70 – 727700

E-mail: info@lvi.se

352 46 Växjö

Fax: +46 70 – 727725

Internet: www.lvi.se

INNEHÅLL

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. INTRODUKTION SENSEVIEW | 4 |
| 2. SÄKERHETSINFORMATION | 5 |
| 3. FÖRSKRIVARINFORMATION | 6 |
| 4. ATT ARBETA MED SENSEVIEW..... | 7 |
| 5. INSTRUKTION | 8 |
| 5.1 Ljud, (På/Av) | 10 |
| 6. ENERGISPÄRLÄGE..... | 11 |
| 7. IKONEN FÖR BATTERI | 12 |
| 8. TEKNISK INFORMATION | 13 |

LVI Low Vision International AB grundades 1978 och är en av världens ledande tillverkare av förstorande TV- och datorsystem för synsvaga. Utveckling av nya produkter sker i nära samarbete med användare och professionell personal inom synrehabiliteringen. LVI är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Informationen i denna bruksanvisning har noga kontrollerats och anses vara korrekt. Emellertid tar LVI inget ansvar för några felaktigheter som denna bruksanvisning kan innehålla. I ingen händelse är LVI ansvarig för några direkta eller indirekta skador resulterat från någon information i denna manual. Eftersom produktutveckling hela tiden förekommer, förbehåller sig LVI rätten att vid alla tillfällen utan föregående information eller förpliktelse göra förbättringar i den här handboken och den produkt som beskrivs i den.

1. Introduktion SenseView

SenseView är en liten och portabel förstöringsapparat. Den är till god hjälp i vardagliga aktiviteter för att förstora text och bilder på kartor, prislappar i matvarubutiken eller etiketten på medicinburken. Du bär enkelt med dig din SenseView som endast väger 221 gram. SenseView är ett utmärkt och lätt hjälpmedel för synskadade och för personer med nedsatt synförmåga.



Tillverkare: HIMS

Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350

Phone: +82-42-864-0133

Internet: www.himsintl.com

E-mail: hims@himsintl.com

2. Säkerhetsinformation

Utrustningen måste användas i enlighet med nedanstående säkerhetsinstruktioner.

- Avlägsna ej utrustningens hölje. Invändigt finns inga utbytbara delar som användaren själv får byta. Överlåt service och reparation till kvalificerad service personal.
- För att förhindra brand eller stötar, utsätt ej utrustningen för regn eller fukt.

3. Förskrivarinformation

SenseView är en portabel förstoringsapparat som är till god hjälp vid underlättandet av vardagsaktiviteter.

Montering

Information om uppackning och start av din SenseView finns under avsnitt "Att arbeta med SenseView".

Tillbehör

- Extern kamera Art.nr SENSEVIEW PECM

Kameran används för att skriva under SenseView, exempelvis vid signering av ett kvitto, och väger endast 25g.

Garanti

SenseView levereras med 3 års produktgaranti eller enligt gällande avtal

Underhåll och service Utför bara den service och det underhåll som anges i denna bruksanvisning. All annan service, förändringar och ingrepp skall utföras av behörig serviceman. Kontakta alltid behörig serviceman eller LVI vid osäkerhet.

4. Att arbeta med SenseView

Uppackning

Enheten levereras i en kartong som innehåller:

- A. Enhet, SenseView
- B. Adapter
- C. Bruksanvisning
- D. Väska
- E. Rem

Batteri

Ladda batteriet: Anslut medföljande adapter till enheten (DC/IN) för att ladda SenseView. Innan första användning måste batteriet bli fulladdat, vilket tar cirka 3 timmar.

Före användning, ta bort skyddet på skärmen.

Använd endast medföljande adapter.

Efter 6 månaders användande kan batteriets fulla drifttid förkortas.

Förvalda inställningar

Inställningarna kommer att sparas efterhand (färg, förstoring, ljusreglage). Om du startar upp enheten kommer alla inställningar från din senaste användning vara som förvalda inställningar.

5. Instruktion

Nedan följer en översikt gällande reglagen på SenseView. På nästkommande sidor beskrivs reglagen ytterligare.



A. Strömställare till/från

För knappen till höger för att få igång enheten. När enheten startas visas LVI logotype i fönstret under två sekunder och sedan visas förstoringläget.

B. Förstoringsgrad

Genom att trycka på förstoringen (+/-) kan du kontrollera förstoringen i följande nivåer;

Förstoringsgrad:

| Nivå | Stativ | Utan stativ |
|------|--------|-------------|
| 1 | 4.7 | 6.7 |
| 2 | 6.0 | 8.0 |
| 3 | 6.8 | 9.5 |
| 4 | 8.4 | 11.6 |
| 5 | 9.5 | 13.0 |
| 6 | 10.3 | 13.6 |
| 7 | 11.9 | 15.8 |
| 8 | 13.6 | 19.0 |
| 9 | 15.8 | 22.5 |

C. Frysa bilden

Tryck in knappen för att frysa bilden. För att gå ur funktionsläget, tryck ytterligare en gång på knappen.

D. Kameraindikator

Knappen indikerar kameralinsens position. Indikatorn blinkar under energisparläget (mer om energisparläget finns under sektion 4).

E. Ljusreglage

Används för att justera ljusnivån så att bästa läsbarhet erhålls, från nivå 1-4. Om du trycker på knappen i fjärde nivån går den tillbaka till nivå 1.

F. Extern kameraingång

Används till en extern kamera. Kamera finns som tillbehör till SenseView, och köps separat.

G. Färginställning

Knappen ändrar färgen, i 6 olika färgkombinationer.

- (1) Naturliga färger
- (2) Svart/Vit
- (3) Vit/Svart
- (4) Gul/Svart
- (5) Gul/Blå
- (6) Blå/Vit

Om du trycker på knappen i sjätte färgkombinationen, återkommer enheten till färginställning 1.

H. DC-ingång

För att ha ladda batteriet, sätt i adaptorn i intaget.

I. Skjutbart handtag

Skjut ut handtaget för att handen inte ska vara i vägen för kameran.

J. Hål för rem

Här kan du fästa SenseView till medföljande rem.

5.1 Ljud, (På/Av)

Tryck förstoring (+) och ljusreglage samtidigt för att funktion ljud ska starta. När ljudfunktionen är påslagen kommer ett pip ljuda varje gång användaren trycker på en knapp.

6. Energisparläge

Om användaren lämnar enheten påslagen kommer den att aktivera energisparläget efter tre minuter. I sparläget stängs lampan av, men indikatorn blinkar.

För att gå ur energisparläget, tryck valfri knapp eller rör enheten.

Om enheten inte används på 7 minuter efter uppstart från energisparläget kommer enheten att stängas av automatiskt. Vid ny användning, sätt på enheten, (A). Om enheten visar frusen bild, men inte används under 10 minuter kommer den att stängas av automatiskt.



7. Ikonen för batteri

För att se ikonen för batteriet tryck på förstoringen (-) samtidigt som knappen för färginställning. Ikonen kommer då att visas på skärmen. Om du trycker på båda knapparna igen kommer ikonen att försvinna. Ikonen för batteriet visas uppe i högra hörnet av skärmen, och indikerar nuvarande batteristatus. Om batteriet behöver laddas, kommer ikonen att blinka.

Batteri indikatorn är röd när enheten laddas. När enheten är fulladdad kommer färgen ändras till grön. Om adaptern tas ur enheten kommer batteriindikatorn få blå färg. Vid första användning, låt enheten laddas minst tre timmar även om indikatorn är grön och enheten visar att den är fulladdad.

8. Teknisk information

| | |
|---------------|---|
| LCD bildskärm | 4.3 Wide QVGA TFT-LCD (95 x 55 mm) |
| Förstoring | 4 - 22.5x |
| Ljusreglage | nivå 1 till 4 |
| Färg | 6 färgkombinationer Naturlig Gul/Blå Svart/Vit Blå/Gul Vit/Svart Blå/Vit |
| Batteri | Laddningsbar lithium polymer A. Driftstid: 4,5 timmar B. Laddningstid: 3 timmar |
| Dimensioner | 83 (B) x 146 (L) x 225 (H) mm. 25 (H) mm, med stativ |
| Vikt | 221g |
| Extra | Extern video uttag Skjutbart handtag Möjlighet att frysa bild |

Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater (gäller för EU samt andra europeiska länder med särskilda insamlingsystem)

Om produkten eller dess förpackning är försedd med denna symbol, ska den inte hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till ett lämpligt insamlings-ställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att svara för att denna produkt omhändertas på rätt sätt, hjälper du till att förhindra den negativa påverkan på miljö och människors hälsa, som annars skulle kunna bli en följd av olämplig avfallshantering av denna produkt. Materialåtervinning bidrar till hushållningen av naturresurser. För att få närmare information om återvinning av denna produkt, kan du att kontakta din kommun, ditt renhållningsföretag, eller den butik där du köpte produkten.