



Bruksanvisning

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 – 727700

E-mail: info@lvi.se

352 46 Växjö Fax: +46 470 – 727725

Internet: www.lvi.se


MagniLink Visus bruksanvisning 7942143a


Första användning

Vi rekommenderar att du fullständigt laddar din MagniLink Visus innan den tas i bruk för första gången. Laddaren levereras med ett flertal olika kontakter och du bör välja den som stämmer överens med ditt land. Montera den enligt bilden och rotera den tills ett klickljud hörs.

Montera kabeln till laddaren och anslut den till slutet av handtaget på MagniLink Visus (A). Laddningsindikatorn runt strömkontakten lyser rött under tiden MagniLink Visus laddas och släcks när laddningen är klar. Att fullständigt ladda upp MagniLink Visus tar ungefär 3 timmar.

Enheten levereras med en halsrem som kan monteras till handtaget (B) om det skulle behövas.






		Kort tryck	Vid tryck 3 sekunder
G		Frysa bilden	Skärmens ljusnivå
F		Fokus nära/långt	Batterinivå
E		Bildläge	Ändra artificiella färger
D		Förstoringsgrad	Belysning på/av


Starta / stänga av

Skjut strömbrytaren (C) framåt för att starta enheten. LED-lampor på undersidan tänds och en bild visas på skärmen. Placera enheten med skärmen centrerad över det objekt som du vill förstora. Du kan behöva höja eller sänka enheten för att hitta optimalt fokus.

Förstoring

Upprepade tryck på  knappen (D) kommer gå igenom tre olika nivåer av förstoring. Du kan välja den nivå som passar dig bäst för texten du tittar på.

Bildläge

Upprepade tryck på  knappen (E) växlar mellan de olika bildlägen: full-färg, vitt på svart och svart på vitt och artificiell färg. Du bör välja det läge som ger dig den bästa bilden.

MagniLink Visus kommer att fortsätta med den senaste förstoringen, bildläget och fokusinställning nästa gång den slås på.

Fokusknapp


● Använd knappen (F) kommer att sätta lensens fokus till ett större avstånd, vilket gör det möjligt att höja enheten från sidan och få en överblick av det du vill läsa. Genom att trycka på ● knappen igen återgår fokus till normal inställning.

Stabilitetsstöd

MagniLink Visus är försedd med ett utfällbart stöd, som ligger runt linsen på undersidan. Fäll helt enkelt ut stödet för att bevara idealavståndet ifrån det objekt som du läser. Fäll tillbaka det igen, när det inte används.

Frys bild


MagniLink Visus har möjligheten att frysa bilden, vilket kan vara användbart för

svåråtkomliga ställen eller för att till exempel frysa ett telefonnummer när man skall ringa. Tryck på 






knappen (G) och bilden fryses, tryck igen för återgå till den aktiva bilden. Den frysta bilden lagras inte och kan ej överföras till annan enhet.


Belysning

För att underlätta läsningen av bakgrundbelysta föremål såsom mobiltelefoner eller datorskärmar, kan belysningen stängas av. Tryck och håll nere  knappen i 3 sekunder för att stänga av lamporna. Upprepa för att aktivera dem igen eller stäng helt enkelt av och starta enheten igen.


Ändra artificiell färg

Du kan välja mellan ett antal artificiella färgkombinationer. Du måste först aktivera det artificiella läget. Tryck och håll nere  knappen i 3 sekunder tills en indikator visas centrerad på skärmen. Tryck på  knappen för att gå igenom alternativen och när du är nöjd, tryck och håll ned  knappen igen i 3 sekunder för att spara dina inställningar.

Indikator för batterinivå

Tryck och håll ned  knappen i 3 sekunder och en indikator som indikerar återstående laddning hos batteriet, visas på skärmen. Om batteriet är nästan urladdat kommer indikatorn automatiskt att visas centrerad på skärmen.

Ändra skärmens ljusstyrka

Tryck och håll ned  knappen i 3 sekunder och skärmen ändrar ljusstyrka. Det finns tre inställningar: 100%, 75% och 50%. Enheten kommer ihåg den senaste valda nivån och kommer att starta med den nivån nästa gång den startas.

Automatisk avstängning

Om enheten ej används under tre minuter kommer MagniLink Visus att reducera sin strömförbrukning. Skärmen slocknar och lamporna släcks. Rör enheten för att starta den igen. Om ingen aktivitet uppfattas under 8 minuter, stängs enheten av helt och det krävs att du trycker på en knapp för att starta den.

Om batteriet är urladdat, kommer MagniLink Visus att stängas av och kommer inte att slås på igen förrän batteriet har blivit uppladdat.

Alternativ laddning

MagniLink Visus kan laddas från en dators USB-uttag eller via strömuttag med medföljande kablar.

Skötselråd och varningar

Vid rengöring av MagniLink Visus använd inte tvålösningar, lösningsmedel eller slipmedel. Doppa den inte i vatten! Använd den medföljande trasan för att avlägsna fingeravtryck, etc. Kraftigare smuts tas bort med en fuktig trasa.

Öppna inte MagniLink Visus – det finns inga reparerbara delar inuti.

LED-belysningen i MagniLink Visus är väldigt intensiv. Titta inte in i LED-belysningen under längre perioder.

Vid slutet av sin livscykel, bör MagniLink Visus återvinnas vid en certifierat återvinningsstation.

Tekniska specifikationer

	MagniLink Visus 3,4
Artikelnummer	MLVISUS3,4
Nätspänning	100V – 240Vac 50/60Hz med medföljande adapter
Enhetens matningsspänning	5V dc, micro-USB-kontakt
Skärm	3,4" AMOLED 16:9
Arbetstemperatur	0°C till 45°C
Laddningstid	3 timmar med medföljande laddare
Driftstid <i>Beroende på driftläge.</i>	Från 2 timmar i positivt läge upp till över 4 timmar i negativt.
Vikt	168 g
Förstoring (normalt fokus) (långt fokus)	2.8X, 4.5X och 5.5X 1.3x, 2x och 2.5x

Specifikationen är preliminär och kan ändras

Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

