



Förebyggande underhållsprotokoll

Typ av desinfektor
Tillverkare

Spoldesinfektor Diskdesinfektor

Internnr _____
Serienr _____
Modell _____

Inköpsår _____
Risk-klass _____
Drifttid _____

AO nr _____
Datum _____
FU sign _____

Ansvarenh _____ Placering _____ Sjukhus _____
Hus, byggnad, rum

Rev.nr: 2.0

Rev.dat: 2009-11-22

Rev.av: Stefan

Testutrustning:	Nr	Testutrustning:	Nr
Optioner			
Kontrollmoment			
√ = OK / = Ingår ej		Status	Anmärkning - ange uppmätt värde
Allmänt			
Okulärbesiktning			
Bruksanvisning/loggbok			
Lucka			
Rörelse			
Klämskydd			
Packning			
Handtag/Lucklås			
Dosering			
Mängd diskmedel		ml	
Mängd enzymemedel		ml	
Mängd tork/avkalkningmedel		ml	
Slang i dospumpar			
Rengöring/Media			
Filter inkommande vatten			
Avstängningsventiler			
Magnetventiler			
Backventil			
Rotor-/spoldysor, Randspolning			
Återsugningsskydd			
Avlopp / Kondenskyllning			
Ångalstrare			
Tryckpump			
Spolsystem, läckage			
Insatser, dockningar, spolarmar			

