

Stick-skärskador i Kronobergs län

Katarina Madehall

2013-03-20




 **Landstinget
Kronoberg**

Innehåll

- Stickskador
- Stickskyddade produkter
- Standarder
- Utbildning
- Personalens hälsa

Kronobergs län



180.000 invånare


Det är inte bara Törnrosa som...

har stuckit sig.



Sleeping beauty av Edward Frederick Brewtnall

Antal stickskador i Kronoberg



Stickskador 2012

Landstinget (86)

- Övrig oreda (19)
- Op/suturering (14)
- Venöst blodprov (12)
- Insulin spruta/penna (10)
- Sc övrigt (bedövn) (9)
- Förfylld spruta (5)
- Städa efter annan (4)
- Kapillärt blodprov (3)
- Venport (2)


Kommunerna (58)

- Insulinpenna (37)
- Övrig oreda (12)
- Kanylburk (4)
- Sc övrigt (2)
- Städa efter annan (2)
- Venport (1)

Stickskyddade produkter

- För venös provtagning sedan 2003, helt 2006
- PVK
- Till subcutana venportar
- Injektionskanyler helt över 2012 (brev om extra kostnad)
- Pennkanyler kommer

Kronoberg landsting och kommuner



Insulinpennor

- Gjorda för patienter
- Används av personal i kommunal vård
 - Remover i hårdplast
- Läkemedelsnära produkter
 - Stickskyddade pennkanyler kommer att upphandlas
- Delegering

Viljan att rapportera

- Åtgärder vid oönskade händelser
 - begränsa skada,
 - förebygga nya
- Mörkertal? Minskat?
- Kultur
- Olika i olika personalkategorier?
- System för avvikelser



SS-EN ISO 23908:2011

Skydd mot stick- och skärskador
– Krav och testmetoder –

Skyddsfunktioner för stickande och skärande
engångsprodukter av typ injektionsnålar,
introducers för katetrar och nålar för
blodprovstagning

SS-EN ISO 23908:2011

- En horisontell standard
- Sharp = del av produkten som kan penetrera mänsklig vävnad
- Active sharps injury protection features – användare aktiverar
- Passive sharps injury protection features – aktiveras automatiskt

SS-EN ISO 23908:2011

- Uppenbart för användare när produkten är i skyddat läge
- Användarens händer ska vara bakom det vassa när skyddet aktiveras
- Skyddet ska inte negativt påverka produktens funktion

SS-EN ISO 23907:2012

- Skydd mot stick-skärskador
- Krav och provningsmetoder –

Avfallsbehållare för stickande/skärande föremål



SS-EN ISO 23907:2012

- Markering fyllnads nivå – vid max 85% av volymen
- Pocket collectors – undantas från en del krav, ställ v b egna




Att jobba vidare med

- Riskbedömning visar risk för stick-skärskada
 - fungerande integrerad säkerhetsfunktion
- Utbilda:
 - Aldrig sätta tillbaka skyddshylsan
 - Handskar
 - Planera arbetet
 - Attityder, värdediskussion.

Utbildning – i vilken ände ska man börja?

- Utställning med genomgång av leverantörer efter upphandling
- Chefer, skyddsombud
- Sjuksköterskedagar – genomgång
- Delegering

Personalens hälsa



Tack!

